

有償受託試験のご案内

AFFINIXシステムを用いた受託解析サービスを行っております。
弊社のQCMエキスパートが皆様の相互作用解析を代行し、実験結果をお届けいたします。弊社が蓄積してきた相互作用解析ノウハウを駆使して、皆様の研究のスピードアップをお手伝いさせて頂くサービスです。

お問い合わせ

こういった解析ができるのか？ ご自分のサンプルが測れそうなのか？
まずは、下記連絡先へお問い合わせ下さい。営業よりご提案申し上げます。
本社営業部門 TEL:0467-95-5020 info@initium2000.com

測定内容お打合せ

試験担当者にご依頼内容のお打ち合わせをお願い致します。
実験目的、サンプル詳細、測定数、ご予定などどんなことでも結構です。
はじめにご要望をお聞かせください。
担当者がご希望の内容を確認し、AFFINIXでの試験方法をご提案します。

計画書/見積/契約書

ご要求試験に合わせて、納期や費用などをご連絡します。
実験計画書の作成と、見積書を提出させていただきます。
また、必要に応じ守秘義務契約等も締結させていただきます。

予備試験/本試験

まずはQCMセンサー表面上にサンプルが固定化ができるかどうか確認します。
簡単な予備試験を行い、口頭にて状況報告させていただきます。
経過を御納得いただいた上で相互作用や付着有無を確認します。
基本的に計画書に基づき測定を致しますが、臨機応変に対応致します。

報告書の提出

結果を報告書 (PowerpointやEXCEL) にまとめてご提出します。
書面、メール添付ファイル、CD-ROMデータなど御報告の仕方をご指示下さい。
送付が完了した時点で納品・請求書を発行させていただきます。

結果の説明

結果に関する解釈・説明等の御相談を承ります。
訪問解説をご希望の場合、別途出張料・交通費をご請求させていただきます。
本受託解析サービスで報告した内容を基に、お客様先でAFFINIXの測定系を
立ち上げる場合、担当研究員の出張サポートも行います。
料金は営業までお問い合わせ下さい。

※装置のご購入を検討されているお客様は初回トライアル無料